

# HAROL

## COMPACT II - PAP



### STRUMENTI ALL'AVANGUARDIA PER L'ASSISTENZA RESPIRATORIA

Dispositivo monouso per la prevenzione e trattamento dell'atelettasia, riespansione polmonare e disostruzione bronchiale.

- » **SISTEMA COMPLETO**  
Disponibile in due modelli, completo di maschera (e fissa-maschera) o di boccaglio
- » **VENTURI COMPATTO**  
funzionante con una sola fonte di ossigeno.
- » **VALVOLA PEEP VIRTUALE**  
da 3 a 15 cmH<sub>2</sub>O.
- » **MANOMETRO**  
per la misurazione della PEEP.
- » **POSSIBILITÀ**  
di pilotare il sistema di nebulizzatore HAR-NEB (accessorio a parte) senza l'utilizzo di una ulteriore fonte di ossigeno.
- » **PORTA MDI**  
per la somministrazione di farmaci.
- » **FILTRO ANTIBATTERICO**  
per la protezione del paziente e degli operatori sanitari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

PEEP	5 cmH <sub>2</sub> O	7,5 cmH <sub>2</sub> O	10 cmH <sub>2</sub> O	12,5 cmH <sub>2</sub> O	15 cmH <sub>2</sub> O
Ingresso O <sub>2</sub>	4 LPM	6 LPM	8 LPM	10 LPM	12 LPM
Flusso generato	20 LPM	30 LPM	40 LPM	50 LPM	60 LPM
FiO <sub>2</sub> %	38 ÷ 40%				

### SPECIFICHE

CODICE	TAGLIA	UNITÀ DI VENDITA
CPAP20101	Kit maschera <b>SMALL</b>	Singola
CPAP20102	Kit maschera <b>MEDIUM</b>	Singola
CPAP20103	Kit maschera <b>LARGE</b>	Singola
CPAP20104	Kit maschera <b>EXTRA-LARGE</b>	Singola
CPAP20109	Kit con boccaglio	5 pezzi

MADE IN ITALY

# HAROL

Via Marcora 53, 20097  
San Donato Milanese (MI)  
+39 02 5272788

info@harol.it  
www.harol.it

