

CASCO CON OBLÒ  
PER TERAPIA CPAP  
COLLARE IN SILICONE



# HAROL

**Il Vostro respiro**

la nostra missione

ONE-HAR

Il casco **ONE-HAR** è concepito per la ventilazione non invasiva CPAP in ambiente ospedaliero. L'utilizzo del casco permette di effettuare la terapia in pressione positiva con flussi più elevati e periodi prolungati rispetto alle maschere facciali.

## È RACCOMANDATO PER:

**Edema polmonare cardiogeno - Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) - Edema polmonare non cardiogeno (A.L.I. - ARDS)**  
**- Trauma toracico - Atelectasia - Ipossiemia post-operatoria - Asma.**

## » CARATTERISTICHE TECNICHE

- La perfetta tenuta è garantita da un **collare in silicone** morbidissimo (unico casco in commercio ad essere dotato di collare in silicone).
- Il casco è dotato di **bretelle di ancoraggio imbottite** (a Ph neutro) e munite di dispositivo di aggancio/sgancio rapido (con il cuscino opzionale è possibile usare il casco anche senza bretelle).
- Una **tasca sull'ingresso del flusso** indirizza il flusso tangenzialmente alla tenda per ridurre il rumore e per evitare l'arrivo diretto sul volto del paziente.
- La **valvola antisoffocamento bidirezionale** è integrata nell'oblò e si apre automaticamente quando la pressione all'interno del casco scende al di sotto di 2 cmH<sub>2</sub>O.
- La **tenda trasparente** è in PVC; il dispositivo è LATEX FREE e DEHP FREE
- Volume della tenda: 15 litri - Peso: 410 gr.
- Connessioni 22F/22M conformi alla norma ISO.

## » VANTAGGI

**FACILE UTILIZZO:** il casco in un unico pezzo risulta pratico e facile da mettere o togliere.

**RAPIDO ACCESSO AL PAZIENTE:** grazie all'oblò a tenuta con apertura a vite.

**CONFORTEVOLE:** il modello con cuscino gonfiabile integrato (CPAP10400) migliora ulteriormente il comfort del paziente, dando sostegno cervicale e maggiore stabilità al casco e permettendone l'utilizzo senza bretelle ascellari.

**PERFETTA TENUTA:** l'esclusivo collare in silicone garantisce la tenuta sul collo senza dover tirare eccessivamente le bretelle.

**MODULABILE (mod. CPAP10400):** con questo modello di casco è possibile passare dall'uso con bretelle all'uso senza e viceversa.

*Utilizzare il casco con dispositivi e apparecchiature idonee alla ventilazione CPAP a flusso continuo (valore minimo di flusso 40 l/min.)*

### IL DISPOSITIVO È MONOUSO NON STERILE

Oblò con valvola antisoffocamento bidirezionale

Cuscino gonfiabile Integrato (mod. CPAP10400)

Preso per rilevazione della pressione



Tenda totalmente trasparente

Manometro integrato

Accessi a tenuta per sondini

Bretelle imbottite con sgancio rapido

IL CASCO È DISPONIBILE IN VARIE TAGLIE A SECONDA DELLA CIRCONFERENZA DEL COLLO DEL PAZIENTE.

## SPECIFICHE KIT (inclusi Valvola PEEP, Tubo corrugato e Filtro)

CODICE	TAGLIA	CIRCONFERENZA DEL COLLO	UNITÀ DI VENDITA
CPAP10412/ <b>XS</b>	EXTRA SMALL	28-30 cm	singola
CPAP10412/ <b>S</b>	SMALL	31-34 cm	singola
CPAP10412/ <b>M</b>	MEDIUM	35-38 cm	singola
CPAP10412/ <b>L</b>	LARGE	39-42 cm	singola
CPAP10412/ <b>XL</b>	EXTRA LARGE	43-45 cm	singola
CPAP10412/ <b>XXL</b>	2X LARGE	46-49 cm	singola
CPAP10412/ <b>3XL</b>	3X LARGE	>= 50 cm	singola

MADE IN ITALY

# HAROL

Via Marcora 53, 20097  
 San Donato Milanese (MI)  
 +39 02 5272788

info@harol.it  
 www.harol.it

